

非球面モデル(非着色タイプ、ローパワータイプ)発売のご案内

後房レンズ

挿入器付後房レンズ

後房レンズ

アバンシィ™ UV アバンシィ™ プリセット UV アバンシィ™

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、このたび、「アバンシィ」「アバンシィプリセット」の非球面モデル(非着色タイプ、ローパワータイプ)を発売させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。
 何卒ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

■ 発売日

2014年12月2日(火)



■ 販売名/コード/価格等

販売名	アバンシィUV	アバンシィプリセットUV	アバンシィ
一般の名称	後房レンズ	挿入器付後房レンズ	後房レンズ
モデル名	AU6KA	PU6A	AN6MA
適用度数範囲	+ 6.0D~+ 9.0D(1.0Dステップ) +10.0D~+30.0D(0.5Dステップ)	+ 6.0D~+ 9.0D(1.0Dステップ) +10.0D~+26.0D(0.5Dステップ)	-7.0D~+5.0D(1.0Dステップ)
クラス分類	クラスⅢ(高度管理医療機器)		
包装	1枚単位		
承認番号	22600BZX00185000	22600BZX00197000	21800BZZ10026000
JMDNコード	35658100	35658400	35658100
標準価格	80,000円	100,000円	90,000円

■ 使用目的、効能又は効果

無水晶体眼の視力補正

■ 貯蔵・保管方法

高温多湿や直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。
 ガス等の発生する場所には保管しないこと。



興和創薬株式会社
 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

2014.11作成