

新モデル(UVタイプ小切開対応型)追加発売のご案内

挿入器付後房レンズ

アバンシーTMプリセットUV (小切開対応型)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、UVタイプスリーピースアクリルレンズで2.4mmから挿入可能な新モデル「PU6AS」を追加発売させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

■ 発売日

2015年9月(予定)

■ 販売名等

販売名	アバンシープリセットUV
一般的名称	挿入器付後房レンズ
モデル名	PU6AS
クラス分類	クラスⅢ(高度管理医療機器)

■ 装填眼内レンズに関する情報

本品は、後房レンズ「アバンシーUV(医療機器承認番号22600BZX00185000)」を専用挿入器内に予め装填して構成されています。

モデル名	AU6KA
度数範囲	+ 6.0D～+ 9.0D(1.0Dステップ) +10.0D～+26.0D(0.5Dステップ)

■ 使用目的、効能又は効果


無水晶体眼の視力補正

■ 貯蔵・保管方法

高温多湿や直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。
ガス等の発生する場所には保管しないこと。

■ コード、価格等

包装	承認番号
1枚単位	22600BZX00197000
JMDNコード	標準価格
35658400	110,000円



興和創薬株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

2015.7作成